

# 車イス用クッション CUSHION

## 背付きタイプ

### TN5600T

介護保険  
貸与対象商品

部分クッション併用で、座り心地アップ。

- ピンク
- サックス



TN5600T



TN5600T-1P  
・背付クッション(本体)  
・部分クッション(前)

TN5600T-3P  
・背付クッション(本体)  
・部分クッション(前)  
・部分クッション(サイド)

- 利用する方の状態に合わせて「部分クッション」を使用
- 「部分クッション」は取り外しが可能です

● 前ずれを予防



● 座面の横の傾きを予防



● 座面のクッション性をアップ



● 骨盤支持・太ももを保護



| 品番         | サイズ             | 価格(税抜)  | TAISコード |
|------------|-----------------|---------|---------|
| TN5600T    | 40cm×80cm×2.2cm | ¥14,500 | —       |
| TN5600T-1P | 40cm×80cm×2.2cm | ¥21,000 | —       |
| TN5600T-3P | 40cm×80cm×2.2cm | ¥33,500 | —       |

## 背付・座位保持クッション付

### TN5200T

介護保険  
貸与対象商品

付属のパッドで前滑り、斜め座りを予防。

- ホワイト
- グレー



- クッション性が良く、体圧分散効果にも優れています
- 付属のパッドを使用して、前ズレ、斜め座りを予防



座位保持パッド

サイズ:41cm×38cm×1cm

患者さまの症状に合わせて座位保持パッドをお使いください。

● 前すべりでお困りの方



● 座面の横の傾きにお困りの方



● 背中の横の傾きにお困りの方



| 品番      | サイズ           | 価格(税抜)  | TAISコード      |
|---------|---------------|---------|--------------|
| TN5200T | 43cm×80cm×5cm | ¥22,000 | 00762-000020 |

発売元

エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社\_CS事業部  
TEL: 03-5820-7021 FAX: 03-5820-7027

第9回  
日本褥瘡学会  
発表商品

## 体位変換補助パッド

# TN1212 / TN1214 (取手付タイプ)

体位変換や身体の移動に便利! これ一枚でムレも改善!




TN1212

### バスタオルで起こる様々な不満を解消します

- 通気性がよい
- 体位変換や移動が容易
- 表面が吸汗速乾(拡散性)が良いのでムレにくい
- シワになりにくいので、使用者に不快感を与えません

アンケート結果 (協力:鶴川サナトリウム病院)



### TN1214

取手が左右2カ所ずつ付いているので、体位変換や身体の移動に使用してください。



### 使い方

通常は身体とマットレスの間に敷きます。体位変換や身体を移動する際に使用すると、パッドごと楽に動かせます。



寝返り10回後の様子

体位変換補助パッド



バスタオル



バスタオルは、10回寝返りを打っただけで、大きなシワが入ってしまうのに対し、体位変換補助パッドは、全くシワが入りません。

### カラーバリエーション




| 品番          | サイズ              | 価格(税抜) |
|-------------|------------------|--------|
| TN1212      | 68cm×115cm×0.3cm | ¥3,500 |
| TN1214(取手付) | 68cm×115cm×0.3cm | ¥5,300 |

## TN1215 (スモールサイズ)

ベッドはもちろん、車イスにも使えるスモールサイズ。マットレスと身体の上に挟むことで、除圧補助、痛みの緩和、皮膚湿潤予防、体位保持など様々な場面で使用できます



### 様々な形状で活用できます



| 品番          | サイズ             | 価格(税抜) |
|-------------|-----------------|--------|
| TN1215-8363 | 83cm×63cm×0.8cm | ¥8,500 |
| TN1215-9163 | 91cm×63cm×0.8cm | ¥9,000 |
| TN1215-8343 | 83cm×43cm×0.8cm | ¥7,500 |
| TN1215-9143 | 91cm×43cm×0.8cm | ¥8,000 |

※カラーバリエーションは、ソックスとピンクの2種類です。

発売元  
エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社 CS事業部  
TEL: 03-5820-7021 FAX: 03-5820-7027

## 座布団タイプ

## TN5001T

介護保険  
貸与対象商品

- ホワイト  クリーム  
 ピンク  グリーン  
 サックス

通常の座布団としても使えます。



- 洗濯機で丸洗いできていつでも清潔
- 滑り止めシート付属

| サイズ           |              |
|---------------|--------------|
| 43cm×40cm×2cm |              |
| 価格(税抜)        | TAISコード      |
| ¥7,500        | 00762-000003 |

## 背付・座位保持クッション付

## TN5000TW

介護保険  
貸与対象商品

2つのパターンで使用でき、様々な状況に対応できます。



- ホワイト  クリーム  
 ピンク  グリーン  
 サックス

- 座面折りたたみで使用



- 座面・フットサポートに使用

- 座面2cm、背もたれ1cm
- 伸ばしてフットサポート部もカバー
- 洗濯機で丸洗いできていつでも清潔
- 滑り止めシート付属

| サイズ           | 価格(税抜)  | TAISコード      |
|---------------|---------|--------------|
| 43cm×80cm×4cm | ¥20,000 | 00762-000005 |

## 背付きタイプ

## TN5100T

介護保険  
貸与対象商品

- ホワイト  クリーム  
 ピンク  グリーン  
 サックス



- 洗濯機で丸洗いできていつでも清潔
- 滑り止めシート付属

| サイズ           |              |
|---------------|--------------|
| 43cm×82cm×2cm |              |
| 価格(税抜)        | TAISコード      |
| ¥12,800       | 00762-000006 |

## 座布団タイプ

## FT-400B

介護保険  
貸与対象商品

- カバーはフュージョン<sup>®</sup>(8mm)、中材はプレスエア<sup>®</sup>の組合せ
- 高反発で座位を安定



| サイズ           |              |
|---------------|--------------|
| 40cm×40cm×4cm |              |
| 価格(税抜)        | TAISコード      |
| ¥9,200        | 01203-000001 |

## 背付タイプ

## FT-800B

介護保険  
貸与対象商品

- カバーはフュージョン<sup>®</sup>(8mm)、中材はプレスエア<sup>®</sup>の組合せ
- 高反発で座位を安定



| サイズ           |              |
|---------------|--------------|
| 40cm×80cm×4cm |              |
| 価格(税抜)        | TAISコード      |
| ¥17,800       | 01203-000002 |




## ひじあて(2枚セット)

## TN9100T

ひじのムレ対策・保護に。

| サイズ            | 価格(税抜) |
|----------------|--------|
| 35cm×5cm×0.4cm | ¥3,000 |



## 足乗せカバー(2枚セット)

## TN8000

素足で乗せてもムレにくい。

| サイズ             | 価格(税抜) |
|-----------------|--------|
| 19cm×16cm×0.8cm | ¥3,000 |



## リハビリ用スティック

### Dシリーズ



TN6002D TN6001D TN6000D

使用例



■ 指の間にもクッションを付けています

| 品番      | サイズ          | 価格(税抜) |
|---------|--------------|--------|
| TN6000D | 直径6cm×10cm   | ¥1,800 |
| TN6001D | 直径4cm×10cm   | ¥1,700 |
| TN6002D | 直径2.5cm×10cm | ¥1,600 |

### Fシリーズ



TN6002F TN6001F TN6000F

使用例



■ 指間はゴムなので落下防止になります

| 品番      | サイズ          | 価格(税抜) |
|---------|--------------|--------|
| TN6000F | 直径6cm×10cm   | ¥1,600 |
| TN6001F | 直径4cm×10cm   | ¥1,500 |
| TN6002F | 直径2.5cm×10cm | ¥1,400 |

### Lシリーズ



◀ホワイ ▶サックス

使用例



■ 親指の保護に

| 品番      | サイズ          | 価格(税抜) |
|---------|--------------|--------|
| TN6002L | 直径2.5cm×10cm | ¥1,600 |

## 拘縮予防クッション

### TN6100

使用例



▲ピンク

▲サックス

■ 拘縮予防や腕拘縮での体への傷予防に。

■ 表面と指間はフュージョン<sup>®</sup>、中身はビーズ(PP)を使用。

| 品番     | サイズ      | 価格(税抜) |
|--------|----------|--------|
| TN6100 | 直径:約15cm | ¥3,500 |

## ひじ・かかと用クッション

### TN7000D

使用例



▲かかと

◀ひじ

■ 優れた通気性で患部をカバー

| 品番      | サイズ | 価格(税抜) |
|---------|-----|--------|
| TN7000D | フリー | ¥5,800 |

## 三角クッション

TN3006T

TN3005T



■ 低反発ウレタンとフュージョン<sup>®</sup>を組み合わせたクッション

| 品番      | サイズ            | 価格(税抜)  |
|---------|----------------|---------|
| TN3005T | 25cm×35cm×60cm | ¥21,000 |
| TN3006T | 25cm×35cm×45cm | ¥18,000 |

## 枕+枕カバー



トルマリンビーズ入り枕



枕カバー

■ トルマリンのマイナスイオンが消臭・抗菌効果を発揮

■ 理想的な大きさと形が優しく頭部を支え、自然なフィット感が得られます

| 品番                | サイズ                 | 価格(税抜) |
|-------------------|---------------------|--------|
| TN2100(枕・大)       | タテ40cm×ヨコ55cm×高12cm | ¥8,000 |
| TN2101(枕・小)       | タテ35cm×ヨコ45cm×高8cm  | ¥6,500 |
| TN1717(吸汗速乾性枕カバー) | タテ36cm×ヨコ44cm       | ¥1,200 |