

床ずれ、ムレ対策の決定版！

FUSION
HEALTHCARE

三次元のマジック
FUSION®
フュージョン
AsahiKASEI

床ずれナースパッド・リバーシブル

もっと快適・安心・清潔にする3つの特長



1) すべてのマットレスに付けられQOLに応じたマットレスに変身

2) 床ずれ要因の「蒸れ」を圧倒的に軽減


3) 簡単に洗って乾いていつも清潔

えっ？どんなマットレスも寝心地をアップさせる？

床ずれナースパッドの秘密

秘密①

特殊なクッション性で特別な寝心地



立体構造の糸の柱が大きな働きをしています。

一口メモ①
精密に計算された糸の柱の組合せが、体圧を分散し、寝返りもラクにできます。



- 数百万本の糸の柱が、からだ全体を支えます。
- 柔らかいマットでも沈み込みません。
- もちろん、硬いマットも寝心地抜群になります。
- 仰向けでも横向けでも同じ寝心地。

S字ラインをサポートする分散能力

腰や背中に集中する体圧を特殊なクッション性が分散。重い圧力にはしっかり、軽い圧力には適度にバランスよくサポートします。



<柔らかいマットでは正しい寝姿勢を保持できません>




<身体への負担が少ない理想的な寝姿勢>

秘密②

肌に接する数センチの空気層が最大のポイント




マットレスだけでは体に密着して熱がこもります。



肌に接する面すべてに空気層を作り、汗とムレを外へ。

- 熱がこもらず、ムレないマットレスに変身
- 熱をため込まないから寝苦しい夏でも快適
- 汗をかいても素早く拡散(ドライキープ性能)



一口メモ②
表面はスポーツウェアで圧倒的シェアを誇る旭化成テクノファインを使用。



秘密③

いつも清潔で安心



乾燥機もOK!



- 洗濯機で丸洗いでできるのが嬉しい
- 軽いので干すのも楽々
- 乾燥機を使えばすぐ使える

一口メモ③
洗濯・乾燥を繰り返すことで、へたりが回復し、長く愛用できます。

秘密④

医療施設・学術機関と連携し研究を続けています。

- ◆大阪大学医学部 保健学科 看護学専攻
- ◆山口県立大学 看護学部
- ◆日本在宅褥瘡創傷ケア推進協会
- ◆鶴川サナトリウム病院 褥瘡対策委員会


(主な研究発表)

- 【仰臥位時の仙骨部血液量からみた褥瘡予防マットの評価】
- 【三次元立体構造物を使用したベッドパッドによる皮膚湿潤改善の評価】
- 【背上げ時のパッドのずれ力とずれ量による腹圧軽減の評価】


秘密⑤

どんなマットレスと組み合わせても寝心地をアップさせます。


固わたマットレスのみ




固わたマットレス+床ずれナース (確実に除圧されています)




床ずれ防止マットレスのみ




床ずれ防止マットレス+床ずれナース (除圧効果は変わりません)



エアーマットレスのみ



エアーマットレス+床ずれナース (除圧効果は変わりません)



固いマットも、動きにくいマットも、蒸れるエアーマットも、糸の柱と空気層で0.01に近づいたマットレスに変身!

床ずれナースパッド リバーシブル	規格		TAISコード JANコード
83cm幅マットレス用	サイズ	幅850×長さ1910×厚さ16mm	01203-000005
TN1411TR-85	定価	28,000円(税抜)	4582197251039
91cm幅マットレス用	サイズ	幅930×長さ1910×厚さ16mm	01203-000006
TN1411TR-93	定価	30,000円(税抜)	4582197251046